



6641 BLER

Mascarilla de Seguridad KN95



Mascarilla Autofiltrante de protección y seguridad **KN95** con 5 capas, de acabado termosellado. Con cómodos elásticos de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

Composición:

5 Capas:

- 54% Non-Woven
- 24.5% Meltblown
- 21.5% Aislamiento térmico de algodón

Especificaciones:

- Catalogada como **EPI** (Equipo de Protección Individual)
- Equivalencia a **FFP2** (EN 149:2001+A1:2009)
- Eficacia mínima de filtración: **≥ 95%**
- Certificada según el estándar **GB2626**
- Modelo desechable, no reutilizable

Recomendada para:

- Uso personal
- Uso en adultos

Documentación disponible:

- Declaración de conformidad
- Test report
- Certificado GB 2626-2006



RECOMENDACIONES DE USO Y COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

COLOCAR LA MASCARILLA



1



2



3



4



5

- 1 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2 Identificar parte superior de la mascarilla y ajustar los elásticos de fijación detrás de las orejas.
- 3 Ajustar la pinza nasal hasta conseguir un firme y a la vez cómodo ajuste.
- 4 Situar la parte inferior de la mascarilla debajo de la barbilla y comprobar que está bien ajustada. Para conseguirlo, es necesario verificar el buen sellado al igual que no sentir molestias respiratorias.
- 5 Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si se necesita tocar la mascarilla, es aconsejable lavarse las manos previamente con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

RETIRAR LA MASCARILLA



1



2



3



4



5

- 1 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- 2 No tocar la parte frontal de la mascarilla.
- 3 Retirar la mascarilla tirando de los elásticos de sujeción a las orejas.
- 4 Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico, preferiblemente con tapa y control no manual. Se recomienda utilizar doble bolsa como medida de seguridad en caso de rotura de la bolsa exterior. También pueden desecharse en los contenedores de residuos biológicos.
- 5 Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica tras la manipulación y desechado de la mascarilla.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se aconseja sustituir la mascarilla por otra nueva en caso de que se humedezca o se deteriore por el uso. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.